

KERN OBE 134C832



Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop als digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor



Bauform

Auflösung:	5,100 MP
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Farbtemperatur:	6000 K
Optisches System:	Finite
Sensor:	CMOS
Sensorgroße:	1/2.5"
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	30°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



Funktionen

Unterstütztes Betriebssystem:	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10
-------------------------------	-------------------------------------

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	560 x 440 x 330 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	7,500 kg
----------------	----------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	5,768 kg
---------------	----------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------