Caméra-couleur HD-Mini

avec interface HDMI VC.3020 / VC.3020-HDS

POINTS ESSENTIELS

- Caméra couleur haute définition 720P
- Images en temps réel directement sur TV, moniteur ou projecteur
- Indépendante
- · Logiciel intégré avec une souris incorporée
- · Interface à monture C
- HDMI et carte mémoire SD
- Disponible avec écran HD 11,6 " (VC.3020-HDS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur CMOS haute sensibilité (Aptina), 1,2 Mp HDMI

Format 1/3 pouce, HDTV 720p

Pixels 1280 x 720 pixels (mode capture)

1280 x 720 pixels (vue en direct) HDMI 30 fps

Balayage Balayage progressif Taille des pixels 3,75 x 3,75 µm

Bruit Fonction de réduction de bruit 3D

Sensibilité 6,5v/lux-sec

Balance des blancs Automatique/manuel

Plage dynamique 85,3 dB Signal / Bruit max 44 dB Interface **HDMI**

Stockage les images sont sauvegardées à une vitesse

> standard élevée, caractéristiques incluses dans le menu à l'écran (Il est recommandé d'utiliser une carte SD de classe 4 ou supérieure et ≤32Gb)

Montage Interface à monture C Alimentation Adaptateur DC 12V/1A Utilisation -10~50 Celsius, 30~80%RH Température de stockage -20~60 Celsius, 10~60%RH

Livré avec Câble HDMI, alimentation DC 12V/1A, carte

> mémoire de 16 GB, souris USB, adaptateur à monture C de 0,37x, bagues de conversion de

23,2 vers 30,0 et 30,5mm



COMMANDES SUR ÉCRAN

(pas besoin d'ordinateur)

- · Captures d'images et de vidéos sur SD
- Zoom numérique avant / arrière
- Flip (retourner)
- Paramètres de la caméra (balance des blancs, contrôle des couleurs, etc.)

Compatibilité Convient pour tous les écrans, moniteurs et

rétroprojecteurs

Référence produit VC.3020 et VC.3020-HDS





Euromex Microscopen bv • Papenkamp 20 • 6836 BD Arnhem • The Netherlands • T +31 (0) 26 323 22 11 • F +31 (0) 26 323 28 33 • info@euromex.com • www.euromex.com