



\* Tête non incluse

Modèle:  
**SZ-STLX**

Typologie:  
**STATIF POUR STEREOMICROSCOPES  
MODULAIRES**

Description:  
*Statif à bras déporté avec système de mise au point pour têtes stéréos.*

<b>Éclairage</b>	Le statif n'est pas muni de système d'éclairage, si nécessaire il faut l'équiper d'un éclairage externe (halogène, LED ou à fibres optiques).
<b>Mise au point</b>	Deux commandes, système pignon -crémaillère. La tête peut être déplacée horizontalement (grâce à un système de roulements à billes) et inclinée (voir au dessous).
<b>Support de tête</b>	Diamètre de 76 mm.
<b>Dimensions</b>	

