



Modèle:

CL-14

Typologie:

ÉCLAIRAGE

Description:

Éclairage LED annulaire

Coordonnées chromatiques (x,y):	0.320, 0.320 (blanc pur), 6,300 K.
Puissance optique:	Flux lumineux: 240 lumen. Éclairage (à 10 cm de distance): 8,000 lux (sur un diamètre de 3 cm).
Alimentation électrique:	Commande de réglage de l'intensité lumineuse. Interrupteur 0/1. Alimentation externe fournie. Entrée: 110/240 Vac 50/60 Hz, sortie: 12 Vdc 1,500 mA.
Pour les modèles:	LAB, SZM et SZN.
Accessoires:	Bague de fixation pour têtes stéréo.