

SFC100 Serie

# SFC-100FLED





CLASSIC LINE - SFC100 Serie

## SFC-100FLED

<b>Optik-Konzept</b>	Endlich-Optik, 160mm
<b>Beobachtungstubus</b>	Monokularer Tubus
<b>Einblickwinkel</b>	45° Einblickwinkel, Tubus 360° drehbar
<b>Okulare</b>	Weitfeld WF10X/18mm mit Zeiger, fixierbar
<b>Objektiv-Revolver</b>	3-fach
<b>Güteklasse Objektive</b>	Achromate, DIN
<b>Objektive</b>	4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S
<b>Objektivgewinde</b>	W 4/5"x1/36" (RMS)
<b>Stativtyp</b>	Aufrecht
<b>Tisch</b>	Tischplatte mit Präparateklappen
<b>Tischgröße</b>	120x110mm
<b>Kondensator</b>	Integrierter Kondensator N.A. 0.65
<b>Irisblende</b>	Irisblende
<b>Fokus</b>	Separater Grob-/Feinfokus; mit Gängigkeits-Einstellung
<b>Schrittweite Feinfokus</b>	2µm
<b>Verfahrbereich in Z</b>	7mm
<b>Oberer Tischanschlag</b>	Ab Fabrik voreingestellt; einstellbar
<b>Filter</b>	Integrierte Streuscheibe
<b>Durchlicht</b>	LED 3.5V/70mW, regelbar
<b>Trafo</b>	Extern
<b>Netzspannung</b>	Ladegerät 100-240V oder Akkus (CE)
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	Staubschutzhülle, Ladegerät, Akkus
<b>Maße LxBxH</b>	175x133x358mm
<b>Gewicht netto</b>	2.7kg