KERN OBB-A1602







Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

Design	
Anti fungus	✓

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso Iordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo	
Qualità delle lenti	Planare infinito
Obiettivo ingrandimento	20 x
Apertura numerica	0,45
Obiettivo distanza di lavoro	5,8 mm

Pittogrammi

1