KERN **OBB-A1604**



Infinity PH-Plan-Objektiv 4 x

Kategorie		
Marke	Optics	
Produktkategorie	Optisches Instrument	
Produktgruppe	PH-Objektiv	
Bauform		
	✓	
Anti-Fungus	V	
Umgebungsbedingungen		
Lagertemperatur [Min]	-5 °C	
Lagertemperatur [Max]	40 °C	
Verpackung & Versand		
Lieferzeit	1 d	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm	
Nettogewicht	0,3 kg	
Versandart	Paketdienst	
Nettogewicht ca.	0,30 kg	
Bruttogewicht ca.	0,60 kg	
Versandgewicht	0,6 kg	
01:1:1		
Objektiv		
Objektivqualität	Infinity Plan	
Objektiv Vergrößerung	4 x	
Numerische Apertur	0,11	
Objektiv Arbeitsabstand	9,2 mm	
BU .		
Piktogramme		

1