

KERN OBB-A 1620

Obiettivo Infinity Plan Semi Apochromatic 10 x



Categoria

| | |
|-----------------------|---|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Obiettivo Infinity Plan semi apocromatico |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 65×40×40 mm |
| Peso netto | 0,3 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
| Peso lordo ca. | 0,60 kg |
| Peso di spedizione | 0,6 kg |

Obiettivo

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Qualità delle lenti | Infinity Plan Semi Apochromatic |
| Obiettivo ingrandimento | 10 x |
| Apertura numerica | 0,3 |
| Obiettivo distanza di lavoro | 20 mm |

Pittogrammi

STANDARD

