

# KERN OBB-A 1626



Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 20 x



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

## Objectifs

Qualité des objectifs	Infinity Plan Semi Apochromatique
Objectif magnification	20 x
Convertisseur numérique-analogique	0,4
Objectif distance de travail	15 mm

## Pictogrammes