

KERN OBB-A3207

KERN

Objetivo acromático, 100 x / 1,25 (aceite) (con suspensión) W.D. (0,2 mm)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo acromático de microscopio

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	36×25×25 mm
---------------------	-------------

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Acromático
Objetivo aumento	100 x
Apertura numérica	1,25
Objetivo distancia de trabajo	0,2 mm