

KERN OZB-A2 101

Vorsatzobjektiv 0,5×

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×50×50 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Objektiv

Objektiv Arbeitsabstand	110 mm
-------------------------	--------

Piktogramme