

# KERN OZB-A4635

**KERN**

Oculare: HWF 10 x / Ø 20 mm, con scala 0,1 mm, anti-funghi, punto alto degli occhi



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Oculare per microscopio

### Design

Anti fungus	✓
-------------	---

### Oculare

Oculare ampiezza del campo	HWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10 x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30 mm
Oculare scale	0,1 mm

### Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

### Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	85×65×45 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg